

**Q.Light**<sup>®</sup>  
phototherapy

beauty & skin care

---



**Produktkatalog**

---

# Q.Products AG

Innovative Technologie made in Switzerland 

Q.Products AG hat langjährige Erfahrung als Entwickler und Hersteller von medizinisch zugelassenen Phototherapiegeräten. Basierend auf diesen Erfahrungen sind Geräte auch für den professionellen Einsatz im Bereich BEAUTY & WELLNESS entwickelt worden. Wir bedienen unsere Kunden mit spezifischen Lösungen und achten stets auf hohe Qualität unserer Produkte. Im intensiven Austausch mit Anwendern optimiert Q.Products AG regelmäßig die Produkte, um neue Entwicklungen schnellstmöglich umzusetzen.

Q.Products AG ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001:2008 sowie EN ISO 13485:2012.

Die Q.Light Phototherapie wird seit vielen Jahren erfolgreich in der klassischen Medizin, in der Komplementärmedizin sowie in Kosmetikinstituten und zu Wellness-Behandlungen eingesetzt.

Natürliche und biologisch stimulierende Therapien, insbesondere die Phototherapie, haben sich in der Kosmetologie schon lange fest etabliert. Im Laufe der letzten Jahre haben viele ganzheitlich orientierte Kosmetikerinnen die Vorteile der komplementären Behandlung mit Phototherapie erkannt, daher steigt die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und zeit gemäßen Behandlungsgeräten stetig.

Die von den Q.Light Phototherapiegeräten emittierte linear polarisierte und UV-freie Strahlung setzt sich aus dem sichtbaren und nahinfraroten, naturidentischen Spektrum zusammen.

Q.Light Phototherapiegeräte für BEAUTY & SKIN CARE werden erfolgreich, speziell in der Dermatokosmetik, in Kosmetikinstituten und in Wellnesscentern für folgende Behandlungen eingesetzt:

- Allgemeine Hautpflege
- Anti Ageing
- Cellulitebehandlung
- Aknebehandlung
- Farblichtbehandlung

Die Q.Light Therapiegeräte für medizinische Anwendungen sind DIN EN ISO 9001:2008 & EN ISO 13485:2012 zertifiziert und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften für Medizinprodukte gemäß dem Medizinproduktgesetz Richtlinie 93/42/EWG (CE 0197).

Die Q.Light Geräte für kosmetische und nicht-medizinische Anwendungen sind DIN EN ISO 9001:2008 & EN ISO 13485:2012 zertifiziert.



Qualitätsmanagementsystem  
DIN EN ISO 9001:2008

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Qualitätsmanagementsystem  
EN ISO 13485:2012+AC:2012

**CE 0197**

Qualitätssicherungssystem  
nach Richtlinie 93/42/EWG, Anhang V

## Inhaltsverzeichnis

Kosmetische Behandlungsgeräte für **Allgemeine Hautpflege** Seite 1  
**Anti Ageing Behandlung**  
**Cellulitebehandlung**

Medizinische Behandlungsgeräte für **Aknebehandlung** Seite 2

Geräte für **Farblichttherapie** Seite 3  
**Farblichtbehandlung**

**Filter Module** Seite 4

**Stative** Seite 5

# Kosmetische Behandlungsgeräte für Allgemeine Hautpflege Anti Ageing Behandlung Cellulitebehandlung



Stativwagen PRO (Beispiel mit **Q.Light®** PRO UNIT)



**Q.Light®** SKIN CARE Module



**Q.Light®** PRO UNIT

VARIANTE I



Stativ HOME (Beispiel mit **Q.Light®** SKIN CARE UNIT)



**Q.Light®** SKIN CARE Module



**Q.Light®** SKIN CARE UNIT

VARIANTE II

# Kosmetische Behandlungsgeräte für Allgemeine Hautpflege Anti Ageing Behandlung Cellulitebehandlung

**Q.Light®**  
phototherapy



|             | Bezeichnung                    | Anwendungsgebiet  | Technische Information  | Artikel Nr. |
|-------------|--------------------------------|---|---|-------------|
| VARIANTE I  | <b>Q.Light®</b> PRO UNIT       | wertvolle und optimale Ergänzung für viele kosmetische Behandlungen | variable Behandlungsflächen von 5 - 40 cm, hohe Energiedichte, Bedienerdisplay                | 10.10.24    |
|             | mit Cosmetic Filter Set:       |   |   |             |
|             | SKIN CARE Modul                | Allgemeine Hautpflege   | Strahlung 385 - 780 nm  | 10.20.36    |
|             | ANTI AGEING Modul              | Anti Ageing Behandlung  | Strahlung 385 - 1700 nm   | 10.20.37    |
|             | CELLULITE CARE Modul           | Cellulitebehandlung   | Strahlung 550 - 1700 nm   | 10.20.38    |
|             | Stativwagen PRO                | für den professionellen mobilen Einsatz in Medizin und Kosmetik     | erfüllt höchste Ansprüche in Flexibilität und Robustheit                                      | 10.10.02    |
| VARIANTE II | <b>Q.Light®</b> SKIN CARE UNIT | wertvolle und optimale Ergänzung für viele kosmetische Behandlungen | Behandlungsfläche 30 cm, hohe Energiedichte   | 10.10.86    |
|             | mit Cosmetic Filter Set:       |   |   |             |
|             | SKIN CARE Modul                | Allgemeine Hautpflege   | Strahlung 385 - 780 nm  | 10.20.36    |
|             | ANTI AGEING Modul              | Anti Ageing Behandlung  | Strahlung 385 - 1700 nm   | 10.20.37    |
|             | CELLULITE CARE Modul           | Cellulitebehandlung   | Strahlung 550 - 1700 nm   | 10.20.38    |
|             | Stativ HOME                    | alle <b>Q.Light®</b> Geräte außer:<br><b>Q.Light®</b> PRO UNIT      | platzsparend, zusammenlegbar, leicht und funktional für den individuellen und mobilen Einsatz | 10.10.05    |

# Medizinische Behandlungsgeräte für Aknebehandlung



Stativwagen PRO (Beispiel mit **Q.Light®** PRO UNIT)



**Q.Light®** ACNE CARE Modul



**Q.Light®** PRO UNIT

VARIANTE I



Stativ HOME (Beispiel mit **Q.Light®** ACNE CARE)



**Q.Light®** ACNE CARE

VARIANTE II



|             | Bezeichnung               | Anwendungsgebiet  | Technische Information  | Artikel Nr. |
|-------------|---------------------------|---|---|-------------|
| VARIANTE I  | <b>Q.Light®</b> PRO UNIT  | Behandlung von milder bis moderater:<br>- Pubertätsakne<br>- Acne Vulgaris:<br>Acne Comedonica<br>Acne Papulopustulosa<br>Acne Conglobata | variable Behandlungsflächen<br>von 5 - 40 cm,<br>hohe Energiedichte,<br>Bedienerdisplay                 | 10.10.24    |
|             | ACNE CARE Modul           |   | polarisierte, inkohärente<br>Strahlung, 385 - 500 nm  | 10.20.15    |
|             | Stativwagen PRO           | für den professionellen mobilen<br>Einsatz in Medizin und Kosmetik  | erfüllt höchste Ansprüche in<br>Flexibilität und Robustheit   | 10.10.02    |
| VARIANTE II | <b>Q.Light®</b> ACNE CARE | Behandlung von milder bis moderater:<br>- Pubertätsakne<br>- Acne Vulgaris:<br>Acne Comedonica<br>Acne Papulopustulosa<br>Acne Conglobata | Behandlungsfläche 30 cm,<br>hohe Energiedichte,<br>polarisierte, inkohärente<br>Strahlung, 385 - 500 nm | 10.10.82    |
|             | Stativ HOME               | alle <b>Q.Light®</b> Geräte<br>außer:<br><b>Q.Light®</b> PRO UNIT   | platzsparend, zusammenlegbar,<br>leicht und funktional für den<br>individuellen und mobilen Einsatz     | 10.10.05    |



# Geräte für Farblichttherapie Farblichtbehandlung



**Stativwagen PRO**  
(Beispiel mit **Q.Light® PRO UNIT**)

Stativ **HOME** (Beispiel mit **Q.Light® SKIN CARE UNIT**)



**Q.Light® Colour Filter Set**



**Q.Light® Colour Filter Set**



**Q.Light® PRO UNIT**

VARIANTE I



**Q.Light® SKIN CARE UNIT**

VARIANTE II



**Q.Light® COLOUR LIGHT UNIT** mit Fernbedienung

VARIANTE III






|              | Bezeichnung                       | Anwendungsgebiet  | Technische Information  | Artikel Nr. |
|--------------|-----------------------------------|---|---|-------------|
| VARIANTE I   | <b>Q.Light®</b> PRO UNIT          | Farblichttherapie, eigenständig als auch komplementär           | variable Behandlungsflächen von 5 - 40 cm, hohe Energiedichte, Bedienerdisplay                | 10.10.24    |
|              | Colour Filter Set                 | Farben: ROT, ORANGE, GELB, GRÜN, BLAU, VIOLETT                  | hohe, therapeutisch wirksame Energieleistung  | 10.21.21    |
|              | Stativwagen PRO                   | für den professionellen mobilen Einsatz in Medizin und Kosmetik | erfüllt höchste Ansprüche in Flexibilität und Robustheit                                      | 10.10.02    |
| VARIANTE II  | <b>Q.Light®</b> SKIN CARE UNIT    | Farblichttherapie, eigenständig als auch komplementär           | Behandlungsfläche 30 cm, hohe Energiedichte   | 10.10.86    |
|              | Colour Filter Set                 | Farben: ROT, ORANGE, GELB, GRÜN, BLAU, VIOLETT                  | hohe, therapeutisch wirksame Energieleistung  | 10.21.21    |
|              | Stativ HOME                       | alle <b>Q.Light®</b> Geräte außer:<br><b>Q.Light®</b> PRO UNIT  | platzsparend, zusammenlegbar, leicht und funktional für den individuellen und mobilen Einsatz | 10.10.05    |
| VARIANTE III | <b>Q.Light®</b> COLOUR LIGHT UNIT | Farbbehandlung  | high power LED, 15 brillante Farben, Fernbedienung  | 10.10.90    |



## Filter Module



**Q.Light®** Cosmetic Filter Set



**Q.Light®** Colour Filter Set



| Bezeichnung                         | enthaltene Filtermodule  | verwendbar mit   | Artikel Nr. |
|-------------------------------------|--|--|-------------|
| <b>Q.Light®</b> Cosmetic Filter Set | SKIN CARE<br>ANTI AGEING<br>CELLULITE CARE   | <b>Q.Light®</b> PRO UNIT<br><b>Q.Light®</b> SKIN CARE UNIT | 10.21.22    |
| <b>Q.Light®</b> Colour Filter Set   | Colour Filter ROT<br>Colour Filter ORANGE<br>Colour Filter GELB<br>Colour Filter GRÜN<br>Colour Filter BLAU<br>Colour Filter VIOLETT | <b>Q.Light®</b> PRO UNIT<br><b>Q.Light®</b> SKIN CARE UNIT | 10.21.21    |



# Stative



Stativwagen **PRO** (Beispiel mit **Q.Light**® PRO UNIT)



Stativwagen **STANDARD** (Beispiel mit **Q.Light**® PRO UNIT)



Stativ **HOME** (Beispiel mit **Q.Light**® ACNE CARE)



| Bezeichnung          | verwendbar mit  | Technische Information  | Artikel Nr. |
|----------------------|---|---|-------------|
| Stativ HOME          | alle <b>Q.Light®</b> Geräte<br><br>außer:<br><b>Q.Light®</b> PRO UNIT | platzsparend, zusammenlegbar,<br>leicht und funktional für den<br>individuellen und mobilen Einsatz   | 10.10.05    |
| Stativwagen STANDARD | alle <b>Q.Light®</b> Geräte   | für den professionellen mobilen<br>Einsatz in Medizin und Kosmetik,<br>erfüllt höchste Ansprüche in<br>Flexibilität und Robustheit  | 10.10.03    |
| Stativwagen PRO      | alle <b>Q.Light®</b> Geräte   | für den professionellen mobilen<br>Einsatz in Medizin und Kosmetik,<br>erfüllt höchste Ansprüche in<br>Flexibilität und Robustheit.<br>Inkl. Ablage mit Griff und Filterbox-<br>halterungen | 10.10.02    |



**Q.Products AG**  
Säntisstrasse 11  
9401 Rorschach  
Schweiz

Telefon 0041 71 858 20 60  
Fax 0041 71 858 20 61  
Email [contact@qproducts.info](mailto:contact@qproducts.info)  
Web [www.qproducts.info](http://www.qproducts.info)